8.1.1. Adipinsäurediethylester

Adipinsäurediethylester ist eine Stufe eines Zweistufenprärates:

1. Stufe: Adipinsäurediethylester

2. Stufe: Cyclopentan-2-on-carbonsäureethylester (9.1.1.)

Reaktion:

Ansatz:

14,5 g Adipinsäure

58 mL Ethanol (absolut)

2 mL konz. H₂SO₄

Calciumchlorid, Diethylether, Natriumhydrogencarbonat, Natriumsulfat

Vorschrift: Adipinsäure und Ethanol werden nach Zusatz der Schwefelsäure fünf Stunden unter Rückfluss und Feuchtigkeitsausschluss erhitzt. Danach wird die Hauptmenge des überschüssigen Ethanols schnell unter Unterdruck bei einer maximalen Wasserbadtemperatur von 30-50°C abgetrennt. Der Destillationsrückstand soll anschließend sofort in das fünffache Volumen Eiswasser gegossen werden. Die organische Schicht wird abgetrennt und die wässrige Lösung dreimal mit jeweils 30 mL Diethylether extrahiert. Die vereinigten organischen Phasen werden dreimal mit je 30 mL gesättigter Natriumhydrogencarbonatlösung entsäuert, danach mit Wasser neutral gewaschen und anschließend über Natriumsulfat getrocknet. Anschließend wird destilliert.

Bemerkungen: Bei der Abdestillation des überschüssigen Ethanols Rückstand nicht überhitzen!

Literatur:

[1] Curtis, J. prakt. Chemie 91, 1915, 4; Hünig, Märkel, Sauer;

[2] Integriertes organisches Praktikum, Verlag Chemie, 1979, 260;

[3] Autorenkollektiv, *Organikum*, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften der DDR, **1999**, 20. Auflage, 442-443 Methode B.

Produkt: Adipinsäurediethylester: Sdp.: 240°C (138 °C/ 20 Torr)

Mechanismus: saure Veresterung in Gegenwart eines großen Alkoholüberschusses

<u>Gefährdung</u>: Schwefelsäure wirkt ätzend (C), Einatmen der Dämpfe sowie Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Diethylether ist hochentzündlich (F+), Ethanol ist leichtentzündlich (F), von offenen Flammen, Wärmequellen und Funken fernhalten. Adipinsäure wirkt reizend (Xi), Dämpfe nicht einatmen und Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

Notfallregelung/ Abschaltanweisung:

Heizbad entfernen, Stecker ziehen, evtl. Notausschalter bedienen, abkühlen lassen

Abzug schließen, bei Kontakt mit der Säure mit viel Wasser spülen

Entsorgung: Reaktions- und Waschlösungen in Sammelbehälter für Spül- und Waschwasser (neutral). Natriumsulfat in Behälter für Filter- und Aufsaugmassen. Diethylether und Ethanol sowie Destillationsvorlauf und -rückstand in Sammelbehälter für halogenfreie, organische Lösungsmittel.

Betriebsanweisung

1. Umgang mit gefährlichen Stoffen

Substanz	Molmasse g/mol	Schmelz- punkt °C	Siede- punkt °C	Gefahrstoff- symbol	H-Sätze	P-Sätze
Adipinsäurediethylester	202,24	-19,8	245			
Adipinsäure	146,14	152-154	265 (133), 330	Xi	H319	P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313
Ethanol	46,07	-114,5	78,3	F	H225	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P280, P303+P361+P353, P370+P378, P403+P235, P501
Schwefelsäure, konz.	98,08	-15	310	С	H314	P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P321, P405, P501
Calciumchlorid	110,99	772	>1600	Xi	H319	P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313
Diethylether	74,12	-116	34	F+, Xn	EUH019, EUH066, H224, H302, H336	P210, P233, P240, P241, P242, P243, P264, P280, P301+P312, P303+P361+P353, P330, P370+P378, P403+P235, P501
Natriumhydrogencarbonat	84,10	270				
Natriumsulfat	142,04	888				

2. Schutzmaßnahmen sowie Anweisungen zur Ersten Hilfe und Verhaltensregeln bei kleinen Unfällen

Substanz	Schutzma ßnahmen allgemein	aßnahme	Anweisun gen zur ersten Hilfe Haut	Anweisun gen zur ersten Hilfe Augen		gen zur ersten Hilfe	Störverhalten bei kleinen Unfällen
Adipinsäurediethylether	D	BK	WK	W	L	WE	WCSchP
Adipinsäure	DT	BK	WK	WA	L	WEA	WCSchP
Ethanol	DKL	BHK	WK	WA	L	WA	CSchP
Schwefelsäure, konz.	ADL	BHK	WA	WA	LA	WA	Nicht Wasser
Calciumchlorid	ADL	BHK	WA	WA	L	WEA	
Diethylether	ADL	BHK	WK	WA	LB	FA	PSch
Natriumhydrogencarbonat	AD	BK	W	W	L		
Natriumsulfat	AD	BK	W	W	L		

Kürzel

Allgemeine Schutzmaßnahmen		Körpe	Körperschutzmaßnahmen		Störverhalten/ Maßnahmen bei kleinen Unfällen		
Α	Arbeiten nur unter dem Abzug	Α	Atemschutzmaske mit Filter	Т	Trockenlöscher verwenden		
D	Behälter dicht verschlossen halten	В	Schutzbrille	W	mit Wasser löschen		
K	Behälter kühl aufbewahren	G	Gesichtsschutzschirm	F	mit flüssigkeitsbindendem Mittel aufnehmen		
L	Aufbewahrung und Verarbeitung an gut belüfteten Ort	Н	Schutzhandschuhe	С	CO ₂ -Löscher verwenden		
S	Sichern mit Schutzscheibe	K	Schutzkittel oder Schürze	S	Mit Sand löschen		
T	Behälter trocken halten			Sch	Schaumlöscher		
G	Behälter im Gefrierschrank lagern			Р	Pulverlöscher		

Anwe	Anweisungen zur Ersten Hilfe								
bei Hautkontakt		bei Augenkontakt			bei Inhalation		bei Verschlucken		
K	Kontaminierte Kleidung sofort entfernen	Т	gesondert aufgeführte Augentropfen benutzen	L	Frischluft zuführen	F	gesondert aufgeführte Flüssigkeit trinken		
F	mit gesondert aufgeführter Flüssigkeit waschen oder spülen	F	mit gesondert aufgeführter Flüssigkeit waschen oder spülen	В	Atmung kontrollieren, künstliche Beatmung	W	Wasser trinken		
W	mit Wasser spülen, waschen oder duschen	W	mit Wasser spülen	Α	Arzt aufsuchen	Α	Arzt aufsuchen		
V	Verband als Infektionsschutz erforderlich	٧	Augenverband erforderlich	D	Dexamethason-Spray anwenden	E	Erbrechen auslösen		
Α	Arzt aufsuchen	Α	Augenarzt aufsuchen			K	Aktivkohleschläm-mung trinken		